

# HI ENERGY TECHNOLOGY

## Bedienungsanleitung Wand 3 Classic

### Batterie (Akku)

Eine aufladbare Batterie (Akku) wird in dem WAND 3 bereits eingesetzt mitgeliefert. Ein zweiter Akku ist ebenfalls im Lieferumfang. Somit kann man den zweiten Akku aufladen, während der erste in der Lampe noch im Einsatz ist. Dies gewährleistet einen pausenloser Einsatz. Das Batteriefach öffnen - siehe Bild1 - in dem man am Ende des WAND 3 das Gewinde in dem letzten Teil des Gehäuses nach links dreht. Batterie richtig herum einsetzen mit dem Batterieknopf zuerst in das Gehäuse. Achtung: Beim Zudrehen muss das Gewinde absolut fest zuggedreht werden. Bitte ausschließlich nur die IPC Europe Akkus benutzen, die mit dem Wand 3 Classic mitgeliefert werden.



Bild 1

### Ladegerät

Mit dem mitgelieferten Ladegerät kann man zwei Akkus gleichzeitig laden.

### USB Kabel

Mit einem USB Kabel kann man den Akku im WAND 3 über einen USB Stecker laden. Dies dauert allerdings wesentlich länger als die Nutzung des Batterie Ladegerätes. Der USB Stecker sitzt unter der Abdeckung. Siehe Bild 2

### Druckschalter

Am Ende des WAND 3 befindet sich der EIN- AUS Schalter. Siehe Bild 3

Ein zweiter Druckschalter befindet sich auf der anderen Seite, in der Nähe des Lichtes, mit der Aufschrift MODE. siehe Bild 4 Mit diesem kann man jeden der 4 permanenten Licht - Intensitätsstufen durch einen jeweils neuen kurzen Druck wählen.



Bild 3



Bild 4



Bild 2

Zur Aktivierung des Strobe Lichts (Blink-Licht) diesen Druckschalter für 1-2 Sekunden gedrückt halten. Durch einen kurzen Druck wird das Strobe-Licht wieder ausgeschaltet. Diese Blinkerei ist jedoch nicht Jedermanns Geschmack, daher auch die 4 verschiedenen Intensitätsstufen. Wenn ein blaues Licht unter diesem Schalter aufleuchtet, weist dies auf eine schwache Ladung des Akus hin.

### Licht Intensitäten

Je höher die Lichtintensität, je höher der Energieverbrauch des Akkus und je intensiver die Effektivität der Anwendung der HI ENERGY TECHNOLOGY. Wobei das Strobe Licht den höchsten Wirkungsgrad hat.

Das Licht ist "nur" der Träger der in dem Wand 3 eingebauten HI ENERGY TECHNOLOGY.

Der Wand 3 hat ein zweites Gewinde, welches oft übersehen wird. Dies sitzt gleich neben dem Druckknopf Bild 4.

Dies muss ebenfalls fest zuggedreht sein. Siehe Bild 5



Bild 5

Zu Beginn der Nutzung des Wand 3 eventuell zunächst beide Gewinde Bild 1 und Bild 5 fest zudrehen. Es kommt schon mal vor, dass sich bei der Arbeit mit dem Wand 3 diese Gewinde leicht lockern. Als Folge davon funktioniert die Lampe nicht oder geht mal und geht mal nicht. Also bitte immer beide Gewinde fest zudrehen.

Achtung vor einer potentiellen Überwärmung – Verbrennungsgefahr.

Im Zweifelsfalle die Lampe weiter entfernt vom Objekt halten oder eine niedrigere Intensitätsstufe wählen.

Nicht in die Augen leuchten.

Die Garantie erlischt, sobald andere als die von IPC Europe gelieferten Batterien /Akkus benutzt werden.